



KURZANLEITUNG

neowake® Chroma Link



Über das Zubehör



Der **neowake® Chroma Link** ist das neueste Zubehörteil für die Chroma Watch. Mit dem Chroma Link kannst du **bis zu zwei Chroma Applikatoren** (Chroma Nasen Applikator, Chroma Ohren Applikator, Chroma Pad Mini) gleichzeitig einsetzen. Du brauchst dabei **nicht mehr die Chroma Watch zu tragen**.

Du kannst dir den Chroma Link wie eine Art **Steuereinheit und eine Power Bank in einem Gerät** vorstellen. Mit dem langlebigen Akku (5000mAh) und einem erhöhten Leistungsoutput von 5V/3A genießt du **tagelange Energie für deine persönliche Licht- und Laseranwendung ohne Pause**.

Beeindruckende Leistung bei langer Lebensdauer bedeutet maximaler Spaß mit der Licht- und Laseranwendung, zuhause oder unterwegs.

Allgemeine Anwendungsempfehlung

Zu Beginn ist eine **tägliche Anwendung mit 30 Minuten** ein guter Start. So kannst du dich langsam mit der Wirkung vertraut machen. Danach kannst du die Dauer und/oder Leistung anpassen oder aber auch gleich eine zweite Anwendung später am Tag starten. **Sehr feinfühlig Menschen sind mit bis zu 20 Minuten bei Stufe 1 oder 2 anfangs gut beraten.**

Die Obergrenze liegt bei der Anwendung als Empfehlung bei 2 Sitzungen à 60 Minuten am Tag. Das eigene Körpergefühl ist bei der Anwendung der Licht- und Laseranwendung ausschlaggebend.

Auf unserem **neowake® Light YouTube-Kanal** findest du auch interessante Anwendungsmöglichkeiten mit dem Chroma Pad:

<https://www.youtube.com/channel/UC4MFbZF-29qI0pm9OrevJYQ>

Technische Daten

Beschreibung	Spezifikation
Output	5V/3A
Input	5V/2A
Batteriekapazität	5000mAh
Ausgänge/Anschlüsse	2x3,3mm Audioanschluss, 2x USB-C

Kompatibel mit:



Chroma
Nasen Applikator





Chroma Pad Mini



Chroma
Ohren Applikator

Vor der Inbetriebnahme

-  Entnehme das Gerät **vorsichtig** aus der Verpackung und schließe das **mitgelieferte Netzteil** an eine Steckdose an. Stelle sicher, dass die **Spannung des Netzteils mit den Anforderungen des Geräts übereinstimmt**.
-  Verbinde das andere Ende des Netzkabels mit dem entsprechenden **USB-C-Anschluss am Chroma Link unten**.



Das Aufladen kann schnell geschehen und **es genügen für die Inbetriebnahme 30-60min**. Beobachte nach geraumer Zeit, ab wann der Ladebalken schließlich komplett gefüllt ist.

Die Dauer der Akkuleistung ist grundsätzlich **deutlich länger als bei der Chroma Watch**. Auch bei **täglicher Nutzung** eignet sich bei voller Ladung der Chroma Link für **mind. 1-2 Wochen**.

Start

- ① Verbinde den Chroma Link mit **den gewünschten Applikatoren**, die du anwenden willst. Nutze hierfür **die oberen Stecker**.
- ② **Halte den An/Aus - Knopf gedrückt**, bis das Gerät angeschaltet ist und du am Display die Anzeige siehst.
- ③ **Drücke 1x kurz den An/Aus - Knopf**, um das Programm gemäß der Zeitanzeige zu starten. Du kannst ein **Programm pausieren**, indem du nochmal **kurz auf den An/Aus-Knopf drückst**.

Um **individuelle Einstellungen** zu machen, gibt es **vor dem Programmstart 2 Knöpfe** zur Auswahl:

-  **Stellt die Länge ein.** Die Taste kannst du einfach so lange drücken, bis du die gewünschte Länge am Display siehst. Einstellungen **zwischen 5min und 60min** sind hier möglich.
-  **Stellt die Intensität ein.** Das sind die 3 Balken unten. Drücke einfach so oft, bis du die gewünschte Stärke eingestellt hast (**Niedrig, Mittel, Hoch**).